

飛沫感染予防グッズ

フェイスシールド

マスクやメガネに取り付けるだけ!

軽くて、クリアで、ストレスなし。

ウイルスの飛沫から顔をガードします。


使用場所：病院・薬局・老人介護施設・各種文化施設・会社・飲食店・商店ほか

軽量
1.2g


視界
良好

日本製

透明度の高いPP素材を使用




マスクに
取り付ける
だけでもOK。




切り込みに
マスクのゴムを
通すだけ

※推奨マスクはゴム紐タイプです。
ご使用マスクの形状をご確認ください。

メガネに
装着してもOK。



丸穴にメガネの
テンプル(つる)を
通すだけ)



※丸穴の直径は12mm、推奨メガネは
テンプル(つる)幅10mm以内のもの。
ご使用メガネの形状をご確認ください。

商品コード	商品名	サイズ	材質
9910	フェイスシールド 10枚入	233×300×0.2	PP
9911	フェイスシールド 100枚入	233×300×0.2	PP

手指消毒用グッズ

スプレーボトル

ミストキャップ付

新型コロナウイルス感染症対策の手指消毒用に。

携帯
可能

ミスト
機能

おしやれボトル



- ◎キャップを外してスプレーの頭を押すだけで消毒液を噴霧できます。
- ◎小型ボトルは携帯用の消毒液入れとして、持ち運びに便利です。
- ◎お化粧品用としてもご使用できます。

商品コード	商品名	入数	サイズ(口径×胴径×高さ)mm	材質
9425	スプレーボトル ミストキャップ付 30cc	10	20×25×112.5H	本体:PE スプレー:PP
9426	スプレーボトル ミストキャップ付 50cc	10	24×32×122.5H	
9427	スプレーボトル ミストキャップ付 100cc	10	24×39.5×148.5H	
9428	スプレーボトル ミストキャップ付 250cc	10	24×49×198H	
9430	スプレーボトル ミストキャップ付 500cc	10	24×62×235H	

手指消毒用グッズ

ポンプボトル スプレー式

不特定多数の方の
手指の消毒に。

本体に触れることなくポンプの頭を押すだけで手指に薬剤を噴霧できます。多数のお客様を出迎える施設の玄関・エントランスなどに設置し利用できます。

使用場所：病院・行政施設・量販店・各種文化施設・老人介護施設・飲食店・会社ほか



9414

商品コード	商品名	サイズ(mm)	材質
9414	ポンプボトルスプレー式1000cc角型	77×90×250H	本体：PE／ディスペンサー：PP
9417	スプレー500cc 乳白	74.5Φ×218H	本体：PE／スプレー：PP



スプレー500cc 乳白

ドアや手すりなど
場所・モノの消毒に。

スプレーの引き手と本体を握ることによって薬剤を噴射します。手指はもちろんのこと、ドアや取手、手すりなど人がよく触れる場所・モノの消毒に適した容器です。

使用場面：モノの消毒用の薬剤容器として、玄関・手すり・テーブル・調理場に。

9417

手指消毒用グッズ

噴霧容器

新型コロナウイルス感染症対策の手指やマスクの消毒用に。

ミスト
機能

携帯用

携帯用の消毒液入れとして、持ち運びに便利です。



容器を押すと
噴霧でき、
手指などを局部的に
消毒できます。

※容器を指でつまんで押した時生じる、
空気圧で噴霧しますので、消毒液の容量は
本体の半分以下にしてください。

用途：消毒液の携帯用に

商品コード	商品名	使用容量(cc)	入数	滅菌済入数(コード)	サイズ(mm)
4930	噴霧容器30(15cc)	15	100	700 100 4931	23×36×84H

本体カラー(材質)	キャップカラー(材質)
透明(PP)	キャップ:(PP) 赤・フジ・紺・緑・ピンク・青・黄・白・オレンジ / ノズル:白(PP) / パイプ:白(PE)

少数包装販売できます。(別コード)

検査用グッズ

唾液採取キット 滅菌済個包装

唾液によるPCRや抗原検査に使用できるキットです。



本体からストローを取り出し、唾液をストローを通して
本体容器に入れてください。

使用後のストローを唾液の入った容器へ戻した後、

キャップを閉めます。

キャップは密封性に優れたパッキン付。しっかり締めることにより、
密封性が高まります。

商品コード	商品名	包装	滅菌
7309	唾液採取キット滅菌済個包装	1本入個包装(100本×5袋)500入	ガンマ滅菌

サイズ(mm)	材質
本体:35φ×118H/ストロー:12φ×70mm	本体:PP(半透明)/キャップ:PP白

検査用グッズ

唾液採取キットS 滅菌済個包装



ネジ式試験管にストローをセット。
本体からストローを取り出し、唾液をストローを通して
本体容器に入れてください。
使用後のストローを唾液の入った容器へ戻した後、
キャップを閉めます。

唾液による
PCRや抗原検査に
使用できる
キットです。

商品コード	商品名	包装	滅菌
7311	唾液採取キットS滅菌済個包装	1本入個包装(100本×5袋) 500入	ガンマ滅菌

サイズ(mm)	材質
試験管: 15φ×106H / ストロー: 12φ×70mm	試験管: PP(半透明) / キャップ: PP(白)